

电动微针仪 使用说明书



微针基础知识 01

纳米晶片说明

纳米晶片:可做驻颜粉底、水光导入、适合日常保养、各种精华护肤品促渗。
低晶:基础保养角质层薄适用。
中晶:痘印、浅痘坑、孕睫、孕唇、精华类导入。
高晶:敷面膜、深痘坑、驻颜粉底。
高高晶:深颜色痘印、深痘坑。

适用范围

1.皮肤保养领域:
运用于日常护理,配合护肤品使用,促进营养物质的高效吸收。
2.皮肤修复领域:
运用于青春痘、色斑、疤痕、衰老等,配合针对性产品使用,促进其快速高效吸收,达到更好的修复效果。

充电微针使用指导

1.原液/精华液使用方法:
(1)清洁肌肤。
(2)涂抹原液、精华。
(3)使用纳米晶片垂直作用于皮肤上10-15分钟。
(4)面部多余精华可以轻轻按压使其自然吸收。
2.面膜贴/眼贴膜使用方法:
(1)清洁肌肤。
(2)敷上面膜/眼贴。
(3)敷用护理的同时,使用纳米晶片垂直作用于肌肤10-15分钟
(4)面部多余精华可以轻轻按压使其自然吸收。

微针基础知识 02

使用前常见问题

1.如何清洁。
手和脸充分清洁,手一般用洗手液或香皂勒清洁,脸部用洗面奶或洁面乳进行清洁。
2.晶片是否要消毒。
晶片是无菌包装的,不需要消毒。
3.导入的周期。
正常是每周使用2次,角质膜薄可以每周使用1次。
4.什么样的产品适合导入。
建议导入一次性独立包装类,且成份比较单一的产品,比如冻干粉、原液(玻尿酸、VC类)、水光针、补水功效面膜贴产品。

*导入功效性产品前先要耳后进行小范围导入,测试没有红/肿/痒等过敏症状再全脸使用(如过敏请停止使用)。

使用中常见问题

1.导入手法如何操作。
各种晶片都合适点提和滑动,要看皮肤的角质厚薄和耐受力。耐受力差的用点提,耐受力强和角质厚用滑动,一般眼部、额头、嘴巴三角区、颧骨或脖子这类区域因为皮下脂肪少建议都用点提。初次使用,建议全部用点提,若无不适,第二次可以在脸颊上轻轻滑动,手法和力度循序渐进,初期几次使用主要是找到合适自己的手法和力度,后期可以按照已有的经验进行操作。
2.导入时力度调节和力度如何掌握。
初次使用时力度建议在晶片刚好出来以下,后期可根据自身情况进行调节,先缓缓接触肌肤,以肌肤感觉为准,无不适感可略加大力度。

微针基础知识 03

3.各种产品如何导入。

精华类:在脸上涂抹精华后,用纳米微晶垂直于肌肤进行导入,可以一次性涂抹脸部导入,也可以边涂抹边导入。
面膜类(免洗面膜):在脸上使用面膜后,用纳米微晶垂直于肌肤进行导入,时间为5-10分钟左右。
4.可以一次导入几种产品吗?
建议一次导入不超过两种产品,耐受力差的皮肤一次只能导入一种产品。

使用后常见问题

1.导入后还需要涂抹其他护肤品吗。
建议导入后使用一片补水或修复面膜,如果皮肤干可配合保湿乳或霜。
2.能碰水吗?第二天能洗脸和化妆吗。
建议晚上进行导入,导入后当天不要碰水,若第二天无红肿痒等不适用症状,即可正常护肤和化妆,如有不适应症状,请使用基础补水类产品。
3.可以晒太阳、吃辛辣、海鲜、酒类吗。
建议导入后三天内不要暴晒、少食辛辣、海鲜、酒类以及其他刺激性食物。
4.晶片能重复使用吗。
晶片是一次性的,开封后的晶片会氧化,使用后的晶片会沾上皮肤的角质和毛发,会滋生细菌,不建议重复使用。
5.导入后发红发痒怎么办。
可以连续3天每日使用修复补水型面膜,舒缓镇静,一般次日会有明显改善。其快速高效吸收,达到更好的修复效果。

微针基础知识 04


冻干粉如何使用及导入

一对冻干粉为一瓶溶酶和一瓶干粉,使用前请将两者进行混合,溶解成冻干精华。冻干粉除了导入时使用,日常也需要涂抹,配好的一瓶冻干精华需在三天内用完,冻干粉的活性较高,如果皮肤容易过敏,先涂抹局部待两天后无过敏症状再导入,若脸上有痘痘,请勿全脸使用,只用在痘印和痘坑处,冻干粉不要与含酒精的产品使用。

各种问题性肌肤使用步骤及产品建议

干性、敏感类肌肤:
在使用各种功效产品前,前三次先导入补水类产品(玻尿酸原液补水面膜),肌肤不缺水后再进行功效性产品导入。
导入功效性产品前先小范围导入,肌肤没有红、肿、痒痒等状况后在全脸使用,导入后请及时使用免洗型修复补水类产品。
1.斑点类问题肌肤:
建议祛斑精华配合补水类产品(如美白祛斑精华)使用
2.痘疤类问题肌肤:
可以用祛痘产品进行导入,痘疤类肌肤本身有炎症,建议在导入时不要全脸来回使用,只在痘疤处进行导入,这样避免脸部其他部位受到感染。
3.痘+痘印导入注意:
可以用祛痘产品配合冻干粉导入。先使用冻干粉导入痘印部位,导入时需绕开痘疤操作,避免受到感染,最后在痘疤上垂直导入祛痘产品。
4.痘坑具体操作手法:
洁面后先使用仪器在痘坑上点提一下,然后在痘坑处涂抹冻干粉,再用仪器点提,直至痘坑发红实有微痛感即可。一周导入两次,日常早晚涂抹冻干粉,一般持续使用在三个月以上效果较明显。

部件名称 05



主机	1个
针	1个
手册	1本
USB充电线	1条

规格/注意事项 06

1.名称
电动微针仪
2.功能
一种用微针在延长和缩回位置之间插入皮肤进行导入药物或化妆品营养素的装置
3.规格

产品型号 : WZ-103
电 池 : DC3.7V
电池容量 : 350mA
额定功率 : 1.5W
工作电压 : DC3.7V
充电电压 : DC5V
净 重 : 100g

注意事项

纳米电动微晶仪注意事项:

01.必须使用DC5V的充电器否则可能引起火灾或故障
02.不要在温度、灰尘或湿度高的地方附近使用。
03.靠近加湿器,可能导致故障。
04.不要修理、拆卸或改变控制器和机身。否则可能导致故障。
05.不要用湿的手拆卸电源线。否则可能引起电击。
06.不要使用剥线或支撑线。否则可能引起火灾(一定要用另外一种来代替)
07.当你长时间不使用它的时候,把它从插座上拔掉。

注意事项 07

护肤品注意事项:

1.护肤品必需选择安全、有效、无有害、适合自己皮肤的产品。

纳米晶片注意事项:


1.如果一次性包装不完整有破漏请勿使用,以免造成皮肤污染。
2.操作前,操作部位和手部需清洁干净。
3.首次使用时,建议先在手腕内侧结合护肤产品做一个皮肤测试,若出现痒痒等过敏现象请勿使用。
4.晶片作用是力度要适中,勿有意用力按压,也无需有意提腕至晶片不能均匀接触皮肤。
5.纳米晶片使用后10-20分钟左右,部分人会有皮肤泛红现象,属于正常现象,无需处理24小时内会自行消失。
6.除晶片头外,仪器其余部位禁止与水等液体接触,以免损坏机器。
7.同一枚晶片仅供一人一次使用,严禁与他人共用一个晶片,严禁同一晶片消毒后多次使用,否则可能会引起皮肤过敏、红肿、斑点、炎症等不良后果。
8.保存纳米晶片时,请将已使用过的晶片丢弃,并将未开封的晶片和微晶仪贮藏于通风良好的环境中,避免受潮、重压、和冲击,且远离儿童。
9.在使用过程中,纳米晶片要持续移动,同一部位停留3-5秒且次数不超过2次。
不适用于有以下情况的病人:
患有38摄氏度以上的发热急性疾病或血液疾病者。
有过敏或血友病者。
有黑色素病的人。
有高热的人。
经常去医院的人。
吃药的人。
未满12岁者。

产品调试 09

1.拿到仪器先充电(DC5V)

2.初步准备

(1)在消毒包装中取出针筒
(2)如图所示,将针筒连接到仪器插座上,直到触到插座的末端



(3)顺时针转动针筒以锁定连接
(4)如果你想取出针筒,你必须逆时针转动,然后拔出。

3.调整针头长度

你可以顺时针或逆时针转动来调节针的长度。
顺时针旋转的长度会更长逆时针转动会缩短长度



范围	薄皮	厚 皮肤
额头	0.25-0.5mm	0.5-0.75mm
眉间	0.25-0.5mm	0.5-1.0mm
鼻子	0.25mm	0.5mm
眼区	0.25mm	0.25-0.5mm
切骨	0.5mm	0.5-1.0mm
上唇部位	0.25mm	0.25-0.75mm
面部疤痕	1.0-1.25mm	1.5-2.0mm
萎缩纹	1.5-2.0mm	1.5-2.0mm
外科和烧伤疤痕		2.0-2.5mm

4.开关以及档位
长按开关键开启或关闭仪器,短按调节档位,1档低速档,2档中速档,3档高速档。

使用及操作手法 10

使用方法

1.清洁肌肤:日常卸妆,洁面,可使用爽肤水进行二次清洁。
2.取出纳米晶片安装于微晶仪顶部。
3.将适量的原液或精华液涂抹在脸上。
4.启动微晶仪,垂直接触于皮肤表面,每个接触点建议停留3到5秒。
5.操作结束后,请关闭电源并卸掉纳米晶片,涂抹常用护肤品,建议使用精华液、霜等。(涂抹护肤品前做一个无菌修复面膜)。
6.纳米晶片不可重复使用,以免二次污染,使用完请丢弃。

操作手法

点提法:
微晶仪安装好纳米晶片后重直接触于皮肤表面,可以目测到有轻微凹陷感,快速、密集、轻柔的上下一点一提。根据接触部位不同,调整力度。
滑动法:
微晶仪安装好纳米晶片后垂直接触于皮肤表面,可以目测到有轻微凹陷感,以直线方式滑动,滑动的同时,纳米晶片不离开皮肤表面,同一部位建议停留3-5秒且次数不超过2次。
打圈法:
微晶仪安装好纳米晶片后垂直于皮肤表面,可以目测凹陷感,以匀速小打圈同时纳米晶片不离开皮肤表面,同一部位建议停留3-5秒且次数不超过2次。

微晶使用及注意事项 11

微晶使用:

1.清洁面部
2.涂抹导入的产品精华在需要操作部位。
3.微晶操作时间10-15分钟左右。建议第一次操作时,尽量手法轻柔、控制在10分钟左右(贴在要做的部位就可以了,不要用力顶哦)。操作时,同一个部位不超过3秒,来回移动走3-5遍左右。
4.在微晶操作后可把导入的精华涂抹让皮肤吸收完,直接敷个无菌修复面膜即可。
使用化妆品前产品测试:
1.产品使用前建议在耳后皮肤少量涂抹24小时后,无红肿现象方可使用。

微晶使用后:

1.微晶操作后,皮肤出现微红、微刺痛、微痒属于正常现象。可以涂抹舒缓膏或敷无菌修复面膜缓解。
2.纳米晶片操作6-8小时不碰自来水(普通钢针操作后24-36小时内不碰水),细菌更容易感染。可以用生理盐水,凉白开擦拭面部。纳米晶片操作后24小时可化妆,钢针操作需要3天后方可化妆。
3.微晶操作后,需多补水(早/晚敷无菌修复面膜/补水面膜)、防晒、不要用含酒精成份护肤品,3天内不吃海鲜类。
4.微晶操作后第二天温水清洗,正常护肤即可。
仪器使用注意防水,不要让液体进入仪器里面。操作完可用棉签清洁仪器针内防止精华类液体从针头倒流入仪器内部,使仪器配件卡死不能运转。



保修卡/维护 12

为给您提供更好的服务,请完善以下用户信息:

保修期间	自购买日起一年内	商品到货日期: 年 月 日
客户信息	客户地址:	
	客户姓名:	
	电话号码:	
维修原因		

我们为产品提供为期1年的保修,保修期从购买日开始计算。如果我们的产品有损坏或自然问题,我们提供修理或更换。

下列问题不在保修内:

1.未按照《使用说明书》的要求使用、维护、保管而导致故障或损坏;
2.非我公司认证维修及其人员维修而导致的故障或损坏。
3.擅自涂改保修凭证。
4.保修凭证上的产品型号或编号与商品实物不符合。
5.因不可抗力而导致的故障引起的麻烦。

维护

1.一般保养
确保电源关闭用干布擦表面。
使其远离阳光直射或高温和潮湿。
2.对于长期不使用的设备,请确保检查其是否能安全运行。

Electric micro-needle instrument Instruction Manual



Basic facts of micro-needle 01

Nano technology
Nano wafer function: useful in makeup base foundation, skin moisturising and nourishing, suitable for daily maintenance, infiltration of various essence skin care products.
Low: base maintenance.
Medium: Zit, shallow pores, pregnant lips, infiltrate essence.
High: Mask, deep pox pores, foundation base.
Highest: Deep acne scars and deep pores.

Area of application
1.Skin care area:
Used in daily care, with the use of skin care products, to promote the efficient absorption of nutrients.
2.Skin repair area:
Used in acne, spots, scars, aging, etc., with the use of proper products to promote their rapid and efficient absorption to achieve better healing results.

Instruction for the use of electric micro-needles
1. Method of use with original base fluid or essence:
(1)Clean skin.
(2)Apply base solution / essence.
(3)Apply nano wafer vertically on the skin for 10-15 minutes.
(4)The excess essence left on the face can be gently pressed to allow it to absorb naturally.
2.Mask paste / eye patch:
(1)Clean skin.
(2)Apply mask / eye patch.
(3)Apply nano wafer to act vertically on the skin for 10-15 minutes
(4)The extra essence residue on the face can be gently pressed to let it absorb naturally.

Before Use - Frequently Asked Questions FAQs
1. How to clean.
Clean hands and face properly.Hand sanitizers or soap are usually used to clean the hands, and the face is cleaned with

Basic facts of micro-needle 02

facial cleanser or cleansing milk.
2. Whether the wafer should be sterilized.
The wafer is sterile and does not need to be sterilized.
3. The period for infiltration treatment.
It is normal to use it twice a week, and for sensitive skin should only be used once a week.
4. What kind of product is suitable for infiltration.
It is recommended to introduce disposable single usage products with ingredients of a certain effect or nature such as FGF, basic fluid (hyaluronic acid, VC etc), microcrystalline water light needles, and toning mask products.
***Before using strong effective ingredients, firstly do a test by applying a small sample behind the ear. If no allergic symptoms such as redness/swelling / itching then apply on the face please(stop using if allergic).**

During Use - Frequently Asked Questions FAQs
1.How to use the device.
All kinds of wafers are suitable for lifting and sliding, depending on the thickness and tolerance of the skin. Poor tolerance use point lifting, strong resistance and thick skin use sliding. Generally three areas namely eyes, forehead and mouth, and zygomatic or neck areas because of lesser subcutaneous fat, lifting is recommended. For the first time, it is recommended to use the lifting method. If there is no discomfort, the second time you can slide gently gradually improving your technique and strength control. For the initial few times it is necessary to find your touch. With the experience you can develop your own technique and usage of strength. on later treatment
2.How to control the timing and strength applied using the device.
For the initial usage control the device so that it is just below the wafer. Later you can apply tighter to the skin and develop skills through experience in handling the device and strength applied. Each time measuring the comfort of the skin as a gauge slowly applying more pressure and retracting if there is discomfort.

Basic facts of micro-needle 03


3. How to infiltrate various products
Essence:After applying the essence to the face, apply nano wafer vertically on the skin to activate infiltration. Can apply essence fully at a time or partially part by part.
Mask(non-washing mask):After the facial mask is used on the face,apply nano wafer vertically on the skin for 5-10 minutes.
4. Can you mix infiltration of several products at once?
Recommend that no more than two products should be infiltrated at a time, for sensitive skin should only infiltrate a single product at a time.

Frequently Asked Questions - After Use
1. Do you need to apply other skin care products after treatment?
It is recommended to use a moisturising or repair mask. If the skin is dry can be combined with moisturizing milk or cream.
2. Can touch water? Can you wash face or makeup the next day?
It is recommended to use the treatment in the evening and keep dry. If there are no symptoms such as red swelling and itching on the second day, normal skin care and makeup can be used. If you feel uncomfortable, please apply basic water supplement treatment.
3. Can go out in the sun, eat spicy seafood, alcohol?
It is recommended not to expose to the sun, eat less spicy food, avoid seafood, alcohol and other irritating foods within three days after use.
4. Can the nano wafer be reused?
The wafer cannot be reused. The wafer after expose will be oxidized and after use will be stained with remnants from the skin and follicle which will breed bacteria and it is therefore not recommended for reuse.
5. What if after treatment there is rash and itchiness?
It can be used daily for 3 consecutive days to heal moisturising mask and relieve sedation. in general it will generally improve significantly the next day. The fast and efficient absorption will achieve better repair effect.

Basic facts of micro-needle 04

How to apply FGF (Fibroblast growth Factor) freeze dried powder
Mix a bottle of lysase with FGF powder before use. The resultant FGF essence should be used within 3 days. FGF essence is more reactive and thus the skin can be susceptible to allergies. First smudge area with FGF essence wait for two days and if no allergic symptoms then apply infiltration treatment. If there is acne on the face, do not apply the treatment on the whole face. Use only in zit pores or scare areas. Do not use FGF with alcoholic products.
Advice on various problem skin use procedures and products usage
Dry, sensitive skin:
Before use, for the first three times introduced hydration products(hyaluronic acid solution moisturising mask) on the skin. After solving the hydration problems then introduce advance treatment.Test on a small area of the skin for allergies. If no redness, swelling or itchiness then apply on larger area or whole area. Apply non-washing moisturising products timely after treatment.
1. Spotted skin (freckles):
Suggest the use of Freckle essence in conjunction with water supplement products(such as whitening Freckle essence)
2. Acne problem skin:
Can be introduced with acne products, apply treatment carefully and within the treatment area. Avoid infecting other areas of the skin as acne is infectious.
3. Acne + Acne Case infiltration to be noted:
Can use acne products with FGF. First, use FGF on the acne area only avoid infecting other area of skin apply the treatment on the acne.
4. Specific instruction on pores treatment:
After cleansing, use the instrument to pick it up on the pore and then apply the FGF to the pit. Apply till redness and a slight pain will occur. Infiltrate twice a week. Daily apply FGF in the morning and night. Generally continued use in more than three months you can notice obvious improvement.

Description of Part 05



Specification/Important facts 06



1. Name
Electric micro-needle
2. Functions
A micro-needle placed upon the skin between an extension and a retraction position to introduce a drug or cosmetic nutrients
3.Specifications
Product Model : WZ-103
battery : DC3.7V
Battery capacity : 350mA
Rated power : 1.5W
Operating voltage : DC3.7V
Charge voltage : DC5V
Net weight : 10g

Notes
Attention to note in usage of Electric Micro-needle:
01. DC5V charger must be used otherwise it may cause fire or malfunction
02. Do not use near high temperature, dust or humidity.
03. Proximity to the humidifier may cause malfunction.
04. Do not repair, disassemble or alter the instrument , it could cause malfunction.
05. Do not remove the power cord with wet hands, it could cause an electric shock.06. Use proper cable.
07. When you don't use it for a long time, pull it out of the electric socket.

Important facts 07

Skin Care Tips:
For proper skin care, it must choose products that are safe, effective, non-toxic, and suitable for one's own skin.
Things to note in usage:
1. Do not use if the disposable packaging is exposed and not sealed as it can cause skin infection.
2. Before treatment, the treatment area and hands should be clean.
3. When first used, it is recommended to rub skin care products on the inside of the wrist to perform a skin test. If there is itching and other allergic phenomena do not use.
4. Use moderate force in applying the wafer, do not intentionally press hard, and do not intentionally lift the wrist for contact.
5. About 10-20 minutes upon application, some will have a reddish skin phenomenon. This is normal and will disappear within 24 hours naturally.
6. Except for the wafer head, the rest of the instrument must avoid contact with fluids such as water so as not to damage the instrument.
7. The wafer is for single usage only. It is forbidden to share a wafer with another person.It is strictly forbidden to use the same wafer again otherwise it may cause adverse consequences such as skin allergies, redness, spots, and inflammation.
8. Discard used wafer and store the unused sealed wafer in well-ventilated and safe environment to avoid moisture and damage.Keep away from children.
9. During use, the wafer must be continuously in motion. Do not hover in the same area for 3-5 seconds exceeding twice.
The device is not suitable for the following groups of people:
People with acute fever or temperature 38 degree or more.
People with allergies or hemophilia.
People with melanosis.
People with heatiness.
People who often go to hospitals.
The pill man.
Under 12 years of age.

Method of Operation 09

1. Charge instrument upon receipt (DC5V)
2.Initial Preparation
(1) From the sanitary package remove the needle
(2) As shown in the diagram, attach the needle into the socket of the instrument till it touches the end.

(3) Turn clockwise to lock in needle.
(4) To remove the needle, turn anti-clockwise.
3. Adjustment of needle length
You can adjust the needle length by turning clockwise or anti clockwise. Clockwise to lengthen. Anti-clockwise to shorten.



REGION	THIN SKIN	THICK SKIN
Forehead	0.25-0.5mm	0.5-0.75mm
Between Eyebrows	0.25-0.5mm	0.5-1.0mm
Nose	0.25mm	0.5mm
Eye Area	0.25mm	0.25-0.5mm
Cheek Bone	0.5mm	0.5-1.0mm
Upper Lip	0.25mm	0.25-0.75mm
Facial scars	1.0-1.25mm	1.5-2.0mm
Stretch Mark	1.5-2.0mm	1.5-2.0mm
Surgical & Burn scars	2.0-2.5mm	

4.Press and hold to turn on or off, short press to adjust the speed from low gear to medium or high

Operation Methods 10

Method of application
1. Cleanse skin:Daily makeup removal, face cleaning, can use toner for secondary cleaning.
2. Remove the wafer and install it on the top of the device.
3. Apply appropriate amount of basic fluid or essence to your face.
4. Activate device, vertical contact with skin surface, each contact point is recommended to hover 3 to 5 seconds only.
5. After the treatment is over, turn off the power and remove the wafer. Smear commonly used skin care products on the treated area. Recommended to use essence or cream. (Do a sterile repair mask before applying skin care products).
6. Wafer can not be reused. In order to avoid infection, please discard them after use.
Operational formula:
After the device is installed in place, it is directly in contact with the skin surface. It can visually detect a slight depression, and quickly and gently lifted up and down. According to different contact parts, adjust the strength.
Sliding method:
After installing wafer adjust device on the surface of the skin in contact vertically. A slight depression can be visually felt. Slide in a straight line and at the same time, make sure the wafer does not lose contact with skin surface. Do not hover or stay at the same area for more than 3-5 seconds and not more than twice.
Circle method:
Wafer installed and device held so wafer is perpendicular to the surface of the skin, You can visually sense the depression. Within a small circle move at a uniform speed making sure the wafer does not leave the skin surface. Again the same site is recommended to stay for 3-5 seconds and not more than 2 times.

Things to pay attention to 11

Usage of nano wafer
1.Cleanse face
2.Smear essence in need on the site to be treated.
3.Operation time is about 10-15 minutes. It is recommended that the first timer should apply gently and control time in about 10 minutes(touch contact to the surface do not apply too much force).During treatment, the same area does not exceed 3 seconds,Move back and forth about three or five times.
4.After treatment apply essence on the skin and wait for it complete absorption before applying a sterile repair mask.
Pre-use cosmetic product testing:
Before use, it is recommended to apply a small amount on the skin behind the ear. After 24 hours, if no red itch phenomenon then the product is applicable.
Post treatment:
1.After treatment, skin appears slightly red, slight prickle or pain, slight itch is a normal phenomenon. Can apply soothing cream or apply aseptic repair mask to relieve.
2.After treatment for 6-8 hours do not touch tap water (normally within 24-36 hours there should be no contact with water) as contact with bacteria makes it more susceptible to infection. You can wipe your face with saline water. Wafer treatment you can apply makeup after 24 hours while steel needle operation needs 3 days before light makeup.
3.After treatment, requires toning (morning / night application of aseptic facial/toning mask) and sun protection. Do not use skin products with alcoholic content and do not eat seafood within 3 days.
4.After two days you can do warm water cleaning and normal skin care.
Device Care
Be careful with the device and keep it from water or fluid. Use cotton stick to clean the device and needle preventing the remnants of any essence fluid getting into the device properly. Remnants can cause the device to jam.


Warranty/Maintenance 12

To provide you with better service, please fill the following form:

Warranty Period	One Year from the date of purchase		
	Yr	Mth	Day
Customer Information	Address		
	Name		
	Telephone		
Reasons for Repair			

We provide one year of warranty for the product from the date of purchase. If our product is faulty, we provide repair or replacement.
The warranty is void on the following clauses:
1.Damage due to failure to follow instructions provided by the operation manual.
2.Repairs done by unauthorized personnel.
3.Unauthorized tampering with the warranty card.
4.The serial number and model of product on warranty card does not match the product sent for repair.
5.Damage due to unforeseen circumstances.
Maintenance
1. General maintenanceMake sure the power is off and wipe the surface with dry cloth.Keep it away from direct sunlight or high temperature and humidity.
2. For equipment that is not used for a long time, make sure that it is safe to operate.