

# ULTI



产品使用说明书

# 目录

1.产品概述.....	02
2.技术原理.....	02
3.仪器参数.....	03
4.产品结构.....	04
5.操作步骤.....	05/06
6.操作手法.....	07/08
7.使用禁忌.....	09
8.注意事项.....	09
9.故障与排除.....	10
10.仪器保养.....	10
11.保修卡.....	11

## 一、产品概述

欢迎使用JULTI美容仪，该款美容仪具有面部提升紧致、延缓衰老的效果！使用前请详细阅读本手册并且严格遵从手册里面的指引操作本美容仪器。

## 二、技术原理

通过将60-65℃能量波传递于皮肤表皮层、真皮层和筋膜层，使皮肤组织产生微细、独立的热凝结点，启动皮肤自身重建能力，促进皮肤胶原蛋白和弹性纤维再生重组，达到层层紧致提拉的效果。

### 三、仪器参数与清单



#### 仪器参数

产品名称	JULTI	产品型号	H-033
功率	42W	电源电压	100V-240V
工作电压	28V	包装尺寸	265*220*53mm

#### 装箱清单

主机一台	电源适配器一个	TypeC数据线一条
深度调节片4个（大号：3.0mm、1.5mm； 小号：3.0mm、1.5mm）		
小号操作头一个	说明书一本	合格证

## 四、产品结构



小号探头



大号探头



3.0mm



3.0mm



1.5mm





1.5mm

## 五、操作步骤

1.使用前先把操作部位清洗干净。

2.把电源线接上按红色按键开机  长按开机键3秒关机。


3.使用大号操作头  选择安装合适的深度调节片 

4.调节能量输出大小，最低是1，最高是8。按加减键

 设置增加或减少能量。调节适合自己的能量（建议

从能量1开始调节）

(1) 能量1调节，显示屏第1排能量指示灯显示  闪

烁；能量2调节，能量屏幕第1排能量指示  常亮。（

能量由下往上显示）


(2) 能量3调节，显示屏第2排能量指示灯显示  闪

烁；能量4调节，能量屏幕第2排能量指示  常亮。


(3) 能量5调节，显示屏第3排能量指示灯显示  闪

烁；能量6调节，能量屏幕第3排能量指示  常亮。

(4) 能量7调节，显示屏第4排能量指示灯显示  闪

烁；能量8调节，能量屏幕第4排能量指示  常亮。

5.按能量输出键  仪器开始工作，显示灯闪烁 

说明正在输出的状态。一发能量输出完，显示灯 

停止闪烁。

6.操作完毕，清洁面部敷上补水面膜15-20分钟即可。

注意：

1.操作时探头需贴紧肌肤操作。

2.额头、颧骨、眼部等脂肪较少的位置，建议把能量调低。

3.每次操作完，探头需用清水或生理盐水进行擦拭清洁。

## 六、操作手法

操作产品搭配：凝胶、芦荟胶

### 面颊操作手法：

1.使用大号操作头，依次使用4.5mm、3.0mm、1.5mm的深度，按线条指示方向定点操作。

2.按“井”字型，在面颊处进行操作。

先从面颊处，由内而外分三线进行定点的方式操作。

从下巴往耳垂方向操作，

从嘴角旁往耳中方向操作，

从鼻翼旁往太阳穴方向操作；

再从脸颊处，由下往上分三线进行定点操作。

从下颌骨到颧骨内侧方向操作，

从下颌骨中间位置到颧骨中间方向操作，

从咬肌到太阳穴下方方向操作。





## 额头操作手法：

- 1.使大号操作头，依次使用3.0mm、1.5mm的深度，按线条指示方向定点操作
- 2.从两眉中间印堂位置向上往发际线旁定点操作，再从两眉毛上方眉头、眉峰、眉尾分别往发际线方向定点操作。



## 颈部操作手法：

- 1.使用大号操作头，依次使用3.0mm、1.5mm的深度，按线条指示方向定点操作
- 2.从锁骨上方往上定点贴紧肌肤操作，避开喉结的位置；



## 七、使用禁忌

下列症状者使用本仪器要慎重，使用前请咨询医生或专业人士的意见，具体如下：

- 1.操作部位做了假体者，操作仪器时建议避开此区域；
- 2.女性生理期不建议使用；
- 3.如操作区域近半年内是否有注射玻尿酸、胶原蛋白请告知；
- 4.有严重性心脏疾病、装置心律调整器不建议操作；
- 5.操作时避开在伤口或者有脓性暗疮位置等部位；
- 6.皮肤炎症或者皮肤处于过敏期间不建议使用；
- 7.虽未证明仪器对孕妇有危害，但不建议孕妇使用；
- 8.仪器不可操作于眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴、上眼皮、喉

结等位置。



警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用

## 八、操作后注意事项

- 1.三天内请勿用热水洗脸（可使用温水或冷水洗脸）；
- 2.三天内勿泡温泉或者出入高温的场所；
- 3.加强操作部位保湿与防晒；
- 4.使用完三天内建议每天敷补水面膜；
- 5.三天内少吃辛辣食物，不建议抽烟、喝酒、熬夜。

## 九、故障与排除

故障类型	故障排除方法
插上电源后 仪器没有反应	首先检查排插是否通电 更换排插或插口

## 十、仪器保养

- 1.仪器必须使用带接地脚的三叉插座，并确保仪器电源插座接地良好；
- 2.确保供电是稳定适配的，如果当地电源压不稳定，建议用户增加功率匹配的稳压电源；
- 3.仪器不可摆放在潮湿处或水源附近，也不要将仪器直接暴露在阳光照射的地方；
- 4.仪器不要接近强热原体或强辐射源（消毒柜、电磁炉、微波炉等位置），会影响仪器正常使用；
- 5.仪器必须使用厂家提供的原装合格配件；
- 6.每次操作结束后，需将操作手柄清洁消毒，并妥善保管；
- 7.不使用仪器的情况下，请关闭电源，拔出电源线并妥善放置好仪器各类配件。

# 十一、保修卡

致用户：

感谢您的支持与信任！

xx若在购买日期一年内发生任何因制造工艺或元件引起的损坏，承诺免费保修（注意：人为损坏要个人承担维修）

保修条款

- 1.一年内保修日期，有购入之日起
- 2.保修商品请出示购买凭证或购买记录；
- 3.过了保修日期，维修更换零配件，按更换配件价格收费；
- 4.属于以下情况之一，不实行无偿保修：
  - 1) 使用过程中自行拆除手柄及机身，造成仪器不能正常使用的；
  - 2) 无法提供后面凭证或购买记录

# ULTI



User Manual

---

# Contents

1.Product overview.....	02
2.Technology principle.....	02
3.Instrument Parameter .....	03
4.Product structure .....	04
5.Operating steps .....	05/06
6.Operating steps .....	07/08
7.Contraindications.....	09
8.Notice .....	09
9.Faults and trouble shooting .....	10
10.Instrument maintenance.....	10
11.Warranty card.....	11

## 1. Product overview

Welcome to Use JULTI beauty instrument, this beauty instrument has the effect of tightening the face and delaying aging! Please read this manual carefully before use and strictly follow the instructions in the manual to operate the beauty instrument

## 2. Technology principle

By transferring 60-65 °C energy waves to the epidermis, dermis and fascia layers of the skin, the skin tissue can produce fine and independent heat condensation points, activate the self-rebuilding ability of the skin, promote the regeneration and recombination of skin collagen and elastic fiber, and achieve the effect of layer by layer tightening and pulling.

### 3.Parameter and list

#### Instrument Parameter



Product name	JULTI	Model	H-033
Power	42W	Input	100V-240V
Voltage	28V	Packing size	265*220*53mm

#### Packing list

1 Host	1 Power adapter	1 Power cable
Cartridges : 4 pcs (Big : 3.0/1.5mm), small :3.0/1.5mm)		
1 pcs Small operation head	1 Manual	Certificate



## 4.Product structure



## 5. Operation Steps

1. Clean the operating parts before use.

2. Connect the power cord and press the red button to turn on,



long press for 3 seconds to turn off.

3. Use a large operating head,



select and install a suitable

depth adjustment piece



4. Adjust the energy output, the lowest is 1 and the highest is

8. Press the plus and minus button



to set the increase

or decrease of energy. Adjust the energy according your

feeling (it is recommended to start adjusting from energy 1.)

(1) Energy 1 adjustment, the first row of energy indicator on the

display screen



flashes; Energy 2 adjustment, the first row

of energy indicator on the energy screen



.)

(2) Energy 3 adjustment, the second row of energy indicator on

the display



flashes; Energy 4 adjustment, the second row

of energy indicator on the energy screen is always on.




(3) Energy 5 adjustment, the third row of energy indicator on

the display screen  flashes; Energy 6 adjustment, the third row of energy indicator on the energy screen is always on.




(4) Energy 7 adjustment, the fourth row of energy indicator on

the display  flashes; Energy 6 adjustment, the fourth row of energy indicator on the energy screen is always on



5. Press the energy output button  and the machine starts to

work, and the flashing indicator light indicates  the

output status. Once the energy is outputted,  the

indicator light stops flashing.)

6. After the operation is completed, apply a moisturizing mask on the cleansed face for 15-20 minutes.

**Notice :**

1. The probe must be close to the skin during operation.
2. Forehead, cheekbones, eyes and other areas with less fat, it is recommended to lower the energy.
3. After each operation, the probe needs to be wiped clean with water or saline.

## 6. Operation Method

Medium: gel, aloe vera gel

### Operation method of face:

1. When use big handle, First operate the 4.5mm, then 3.0mm probe, then operate

the 1.5mm probe. (therefore, the operation of probe is from deep to shallow) Point operation according to the direction indicated by the line

2. Operate on face, According to “井” type.

Start from the cheek and divide it into three lines from the inside to the outside for fixed-point operation.

Operate from the chin to the earlobe

Operate from the corner of the mouth to the direction of the ear

Operate from the side of the nose to the temple;

Then from the cheek, divide three lines from bottom to top for fixed-point operation

Operate from the mandible to the inner side of the cheekbone,

Operate from the middle of the mandible to the middle of the cheekbone,

Operate from the masseter muscle to below the temple



## Operation Method for forehead:

1. When use big handle, First operate the 3.0mm probe, then operate the 1.5mm probe. (therefore, the operation of probe is from deep to shallow) Point operation according to the direction indicated by the line

2. Operate from the center of the two eyebrows from up to the fixed point next to the hairline, and then from the upper part of the eyebrows, the peak of the eyebrow, and the tail of the eyebrow to the direction of the hairline.



## Operation Method for neck:

When use big handle, First operate the 3.0mm probe, then operate the 1.5mm probe. (therefore, the operation of probe is from deep to shallow) Point operation according to the direction indicated by the line

2. Move from the top of the collarbone up to the skin, avoiding the position of the Adam's apple;



## 7. Contraindications

People with the following symptoms should be cautious when using this instrument. Please consult a doctor or professional before using it. The details are as follows:

1. For those who have a prosthesis at the operating site, it is recommended to avoid this area when operating the instrument;
2. It is not recommended to use in women's menstrual period;
3. If there is hyaluronic acid or collagen injection in the operation area in the last six months, please let us know;
4. It is not recommended to operate with a serious heart disease and a heart rhythm adjuster;
5. Avoid places such as wounds or purulent acne during operation;
6. It is not recommended to use during skin inflammation or skin allergies;
7. Although it has not been proved that the instrument is harmful to pregnant women, it is not recommended for pregnant women to use it;
8. The instrument cannot be operated on the eyes, nose, ears, mouth, upper eyelids, apple throat, etc.



**Warning: It is forbidden to use it in the bath or showe**

## 8. Precautions after operation

1. Do not wash your face with hot water within three days (you can use warm or cold water to wash your face);
2. Do not soak in hot springs or go in or out of high-temperature places within three days;
3. Strengthen the moisturizing and sun protection of the operating parts;
4. It is recommended to apply a moisturizing mask every day within three days of use;
5. Eat less spicy food within three days, smoking, drinking, staying up late is not recommended

## 9. Troubleshooting

Fault type	Troubleshooting method
After plugging in the power, the instrument does not respond	First check whether the power strip is powered on, and replace the power strip or socket

## 10. Instrument maintenance

1. The instrument must use a three-pronged plug with a grounding pin, and ensure that the power socket of the instrument is well grounded;
2. Ensure that the power supply is stable and adaptable. If the local power supply voltage is unstable, it is recommended that the user add a regulated power supply with matching power;
3. The instrument should not be placed in a humid place or near a water source, and the instrument should not be directly exposed to sunlight;
4. Keep the instrument away from strong pyrogens or strong radiation sources (disinfection cabinets, induction cookers, microwave ovens, etc.), which will affect the normal use of the instrument;
5. The instrument must use the original qualified accessories provided by the manufacturer;
6. After each operation, the operating handle must be cleaned and disinfected and kept properly;
7. When the instrument is not in use, please turn off the power, unplug the power cord and properly place various accessories of the instrument.

# 11. Warranty card

To users:

Thank you for your support and trust!

xx If any damage caused by the manufacturing process or components occurs within one year of the date of purchase, a free warranty is promised (note: man-made damage must be repaired by individuals)

Warranty

1. Warranty date within one year, starting from the date of purchase
2. Please present the proof of purchase or purchase record for the warranty product;
3. After the warranty date, repair and replacement parts will be charged at the price of replacement parts;
4. In one of the following situations, free warranty is not implemented:
  - 1) The handle and body were dismantled during use, causing the instrument not to be used normally;
  - 2) Unable to provide the following voucher or purchase record





والتالي