

Profil de Fournisseur


-  **Jiangxi Mingxin Metallurgy Equipment Co., Ltd.**
- Audited Supplier
- Jiangxi China
- Type de Commerce: Fabricant
- Principaux Produits: Recyclage Pcb, le Recyclage des Batteries, Câble de Recyclage, Secouer le Tableau, Arbre Broyeur, ...
- Service OEM/ODM: Oui

Table vibrante de minage d'or de Chine / Fournisseur de Vente en Gros concentrateur de table de laboratoire

Prix Unitaire: US \$ 1200.0-2100.0 / Pièce [Obtenir le Dernier Prix](#)

Commande Minimum: 1 Jeu

Conditions Commerciales: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW

Conditions de Paiement: LC, T/T, Western Union

Période de Validité du Prix: 12/5/2015 ~ 3/5/2016

Détails de Produit

Info de Base

N° de Modèle: MX-500

Type: Séparateur Gravité

Tension: 380V

Poids:<1T

Matériel:en acier au carbone

Feature Matériel:Résistant au feu

Certificat:BV , ISO9001: 2008

Économie D'Énergie:Économie d'énergie

Garantie:1 an

Couleur:Noir

Personnalisé:Personnalisé

État:Nouveau

Info Supplémentaire

Marque Déposée:Mingxin

Emballage:Wooden Cases

Standard:Mining Machinery Table Vibration

Origine:Jiangxi, China

Code SH:847989999

Capacité de Production:1000sets/Month


Description de Produit

La table vibrante est une machine de sélection de mine pour la travail des bons minéraux par gravité. Elle est largement utilisée dans la sélection de Tin, tungstène, d'or, d'argent, de plomb, de zinc, de tantalum, de niobium, de fer, de magnésium, de ferrotitanium et de charbon.

La spécification technique

- 1, Modèle : MX1100X500 (mm)
- 2, longueur du choc 9---17(mm)
- 3, temps du choc 280~460 fois/minute
- 4, L'ajustement de la rangée de l'angle d'inclinaison de la surface pont : 0~10°
- 5, Capacité 20~60 kg/h
- 6, Consommation d'eau 0,3~10 L/minute
- 7, taille du pont
(Longueur *La largeur de l'extrémité de l'alimentation * la largeur de la décharge de minerai 1100X500X430 mm
- 8, Moteur Modèle : Y801-4 0,55 KW Vitesse de rotation : 1390 r/minutes
- 9, V belt : A----1245
- 10, Poids 230 KG
- 11, Dimensions des installations
(L*I*H) 1730*500*800 (mm)

MX-500 table vibrante est fournie au laboratoire pour mener l'étude de faisabilité de séparation du minéral, expérimenter et pour les usines de petites décharges, est l'une des plus communément utilisée pour établir la gravité. Convient pour la séparation du métal rare à bon grain et à grain fin, du métal ferreux, du métal non-ferreux, du métal précieux et du charbon. Elle fonctionne indépendamment, et marche avec grain, séparateur de vis, séparateur centrifuge et autre équipement de procédé



Paramètres techniques de table vibrante

Modèle	Coup (mm)	Temps de coup (fois/minute)	Taille d'alimentation (mm)	Capacité (t/jour)	Moteur qui convient		Dimension (mm)	Poids (t)
					Modèle	Puissance (Kw)		
La table vibrante	9-17	280-460	0,074-2	0,05-0,2	Y80L-4	0,55	1858*620*1130 Taille de l'emballage 2000*660*1250	230 Kg P.B. : 328 Kg

Table ordinaire 6-s	8-36	240-380	0,02-2	15-108	Y90S-4	1,1	5600*1825*1560	0,75
6-s Petite table vibrante de chaîne en acier	8-36	240-380	0,02-2	15-108	Y90S-4	1.1	5600*1825*1560	0,9
6-s grande table vibrante de chaîne en acier	8-36	240-380	0,02-2	15-108	Y90S-4	1.1	5600*1825*1560	1.3
Table vibrante Yunxi	8-22	240-360	0,019-2	5-35	Y100L-6	1,5	5454*1825*1242	1,03
2100X1050 Table vibrante	12-28	250-450	0,02-2	7,2-19,2	Y90L-4	1.1	3045*1050*1020	0,69
Table vibrante de laboratoire	9-17	280-460	0,074-2	0,05-0,2	Y80L-4	0,55	1530*500*800	0,05

Note :

Veillez indiquer quel pont vous êtes en train de commander), peut fournir le pont, le moteur de la table vibrante, le modulateur Slope et les autres accessoires indépendamment.